

**MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO**  
**CATETER DE SUPORTE CORDIS ELITECROSS**

---

**Estéril. Esterilizado por gás de óxido de etileno. Apirogênico. Não reesterilizar. Não reutilizar – O fabricante recomenda uso único.**

---

## **I. DESCRIÇÃO**

O **Cateter de suporte Cordis ELITECROSS™** foi concebido para fornecer suporte adicional à zona distal de dispositivos auxiliares, incluindo o **Cateter FRONTRUNNER® XP CTO**, assim como para administrar solução salina ou meio de contraste. Após o cruzamento da oclusão com o dispositivo auxiliar, o **ELITECROSS™** pode ser utilizado para facilitar a inserção de um fio-guia através da oclusão.

## **II. CONTEÚDO**

Um (1) **Cateter de suporte ELITECROSS™**.

## **III. INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

O **Cateter de suporte Cordis ELITECROSS™** destina-se a facilitar a introdução intraluminal de dispositivos de diagnóstico/intervenção para além de lesões estenóticas (incluindo oclusões totais crônicas) nos vasos periféricos antes de uma intervenção percutânea adicional e a administrar solução salina ou meio de contraste. Adicionalmente, o **ELITECROSS™** pode ser utilizado como acessório com o **Cateter FRONTRUNNER® XP CTO**.

## **IV. CONTRA-INDICAÇÕES**

O **Cateter de suporte ELITECROSS™** não se destina a ser utilizado na vasculatura cerebral ou coronária.

## **V. ADVERTÊNCIAS**

- Estéril. Esterilizado por gás de óxido de etileno. Apirogênico. Para uma única utilização. Não reesterilizar.
- Este produto foi projetado e destina-se a uma única utilização. Não foi projetado para ser submetido a reprocessamento e reesterilização depois da utilização inicial. A reutilização deste produto, incluindo reprocessamento e/ou reesterilização, pode originar uma perda da integridade estrutural, o que poderá conduzir à incapacidade do dispositivo para apresentar o desempenho planeado e pode originar uma perda de rotulagem/informação de utilização crítica, podendo todos estes fatores constituir um risco potencial para a segurança do doente.
- Não manipule o cateter através de uma bainha metálica, dado que tal poderá dar origem a danos e/ou separação do revestimento hidrofílico, obrigando à recuperação.

- Não avance ou torça o cateter no sistema vascular e ou em uma lesão estenótica (oclusão total crônica), exceto nos casos em que a extremidade distal seja suportada por um dispositivo auxiliar.
- Não utilize meio de contraste Ethiodol ou Lipiodol nem outro meio de contraste deste tipo que incorpore os componentes destes agentes.
- Não exponha a solventes orgânicos (por ex., álcool).
- Não ultrapasse a pressão nominal máxima impressa no rótulo do produto.
- Se forem detectados danos no cateter em qualquer momento, substitua por um cateter não danificado.

## **VI. PRECAUÇÕES**

- Guarde em local seco, escuro e fresco.
- Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Utilize antes da data inscrita em "Utilizar até".
- A exposição a temperaturas superiores a 60° C pode danificar o cateter.
- O cateter só deve ser utilizado por médicos com formação em técnicas de intervenção percutânea num laboratório de cateterização completamente equipado.
- Não utilize sem ler e compreender totalmente este documento.
- Para prevenir danos no cateter durante a remoção da embalagem, agarre no conector e retire suavemente o cateter.
- Inspeccione o cateter antes da utilização para se certificar de que as suas dimensões, forma e estado se adequam ao procedimento específico.
- Se sentir uma forte resistência durante a manipulação, determine a causa dessa resistência antes de continuar.
- Uma torção excessiva do cateter poderá causar danos no produto e/ou, especificamente, resultar numa possível separação ao longo do corpo do cateter.
- Recue o cateter caso este fique dobrado ou se ocorrer aderência entre o cateter e o dispositivo auxiliar.
- Antes da utilização, irrigue todos os dispositivos que entram num vaso sanguíneo com solução salina heparinizada estéril ou solução isotônica semelhante.
- Mantenha o cateter cheio com uma solução de irrigação ou com meio de contraste enquanto o cateter estiver no sistema vascular e considere a utilização de heparinização sistêmica.
- O avanço, manipulação e recuo do cateter deve ser sempre feito sob orientação fluoroscópica.

## **VII. POTENCIAIS COMPLICAÇÕES**

Este produto foi concebido para utilização por médicos com formação e familiarizados com técnicas de intervenção percutâneas. Podem ocorrer complicações em qualquer altura durante ou após o procedimento.

As possíveis complicações podem incluir, mas não se limitam, a:

- embolia gasosa
- hematoma no local da punção













- dano, dissecação, perfuração ou lesão do vaso
- vasoespasmo
- trombose vascular
- pseudoaneurisma
- embolia
- infecção e/ou sepsis
- reação a meios de contraste
- morte







### **VIII. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

1. Use uma técnica estéril para remover o cateter da embalagem. Inspecione o cateter relativamente à existência de qualquer dano.
2. Irrigue o lúmen do cateter com uma solução salina heparinizada para impedir a introdução de ar no cateter.
3. Ative o revestimento hidrofílico limpando toda a superfície do cateter com uma solução salina heparinizada. Se o cateter for retirado do paciente, garanta a reativação do revestimento hidrofílico antes da reintrodução no mesmo paciente.
4. Introduza o cateter na bainha introdutora do cateter utilizando técnicas padrão.
5. Avance o cateter através do sistema vascular com a extremidade distal apoiada por um fio-guia ou dispositivo auxiliar e apenas sob orientação fluoroscópica.
6. Retire o fio-guia antes da introdução de um dispositivo auxiliar ou infusão de agentes de contraste.
7. Retire o cateter do paciente.
8. Elimine o cateter e materiais de embalagem.

**Nota:** Depois da utilização, o cateter e materiais de embalagem podem constituir um potencial risco biológico. Manipular e eliminar em conformidade com a prática clínica aceite e com as leis e regulamentações aplicáveis a nível local, estatal e federal.

## Símbolos dos rótulos e embalagem

	<b>Fabricante</b>
	<b>Esterilizado por óxido de etileno</b>
	<b>O fabricante recomenda uso único</b>
	<b>Não reesterilizar</b>
	<b>Número de catálogo</b>
	<b>Número de lote</b>
	<b>Prazo de validade</b>
	<b>Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.</b>
	<b>n unidades por caixa</b>
	<b>Cuidado</b>
	<b>ATENÇÃO: A lei federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou sob prescrição médica</b>
	<b>Consultar as instruções de uso</b>

<b>ANG</b>	<b>Angulado</b>
<b>STR</b>	<b>Reto</b>
	<b>Apirogênico</b>
	<b>Guardar ao abrigo da luz solar</b>
	<b>Manter seco</b>
	<b>Bainha introdutora de cateter recomendada</b>
	<b>Limite superior da temperatura</b>
	<b>Extremidade aberta, sem orifícios laterais</b>
<b>MAX. X PSI {Y BAR}</b>	<b>Pressão máxima</b>

Esterilizado por óxido de etileno. Não reesterilizar. O fabricante recomenda uso único. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Guardar ao abrigo da luz solar

**Fabricante:**

Cordis US Corp (também conhecida como Cordis Corporation)

14201 NW 60th Avenue, Miami Lakes, Florida – Estados Unidos da América

**País de Origem:** Estados Unidos da América

**Detentor da Notificação:**

**CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA.**

Rua Ponta Porã, nº 371, Vila Ipojuca

São Paulo - SP – 05.058-000

CNPJ: 27.548.227/0001-22

Farm. Resp: Alexandra Peixoto Demori  
Lima – CRF/SP: 42.520

Notificação ANVISA nº: 81576629002

**Observação: Este modelo de instrução de uso é aplicado aos seguintes produtos:**

<b>Modelo</b>	<b>Descrição</b>
MGC39090A	Cateter de Suporte ELITRE CROSS Angulado 5F, 82CM
MGC39090X	Cateter de Suporte ELITRE CROSS Reto 5F, 82CM
MGC39140A	Cateter de Suporte ELITRE CROSS Angulado 5F, 132CM
MGC39140X	Cateter de Suporte ELITRE CROSS Reto 5F, 132CM